

RECIPROICATION

LOS MÁS SEGUROS. ASÍ DE SENCILLO.

Suavidad de uso, mínimamente invasivos.
¿Por qué elegir otra cosa?

¿POR QUÉ ELEGIR OTRA COSA?

La última generación de limas recíprocas R-Motion® es más segura que las de los principales competidores gracias a las exigencias de calidad suizas de FKG.

LOS MÁS SEGUROS*

Una combinación exclusiva de tecnología avanzada permite que el sistema recíproco sea menos invasivo y aporte ventajas considerables en cuanto a la seguridad.

GAMA DE PRODUCTOS:

R-Motion® incluye una gama de limas que cubren las necesidades de todos los casos.

LIMAS DE PREENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider



R-Motion Glider C



LIMAS DE CONFORMACIÓN

R-Motion 20



R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



SUAVIDAD DE USO

Disfrute de una tecnología recíproca con un tacto suave que aporta una tranquilidad total.

SENCILLO

Gracias al diseño ágil de nuestras limas, una secuencia de dos instrumentos es suficiente en la mayoría de los casos. La sencillez en sí misma.

SECUENCIA PARA LA MAYORÍA DE CASOS

PREENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider



CONFORMACIÓN

R-Motion 25




Elija la lima de conformación en función del enfoque terapéutico

R-Motion 30



* En función de las pruebas internas de fatiga cíclica, en comparación con los instrumentos equivalentes de la competencia



MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA

Los instrumentos R-Motion® proporcionan una mayor resistencia a la fatiga cíclica gracias al exclusivo tratamiento térmico al que se someten. Como es sabido, a mayor resistencia a la fatiga cíclica, menor riesgo de fractura del instrumento y mayor seguridad del paciente.





HASTA 3.6x VECES MÁS RESISTENTES

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Gracias a su exclusivo proceso de tratamiento térmico, reconocible por el color azul del instrumento, R-Motion® ofrece una mayor flexibilidad y permite a los profesionales tratar con éxito los diversos sistemas radiculares.

MENOR EFECTO DE ATORNILLAMIENTO

R-Motion® se ha diseñado para reducir el efecto de atornillamiento, lo que ofrece al profesional un mayor control y seguridad durante el tratamiento endodóntico.





* Según resultados de laboratorios internos comparados con instrumentos equivalentes de la competencia.

MENOS INVASIVAS

RESPETA MEJOR LA ANATOMÍA DEL CONDUCTO

La mayor flexibilidad de R-Motion® y su diseño mejoran la capacidad de centrado y respetan mejor la anatomía del conducto.

El núcleo interno de los instrumentos R-Motion® es más fino y, por tanto, menos invasivo que las limas de la competencia, reduciendo, de esa forma, el riesgo de eliminar exceso de dentina, así como el impacto en las zonas no infectadas.



■ R-Motion 30 — Sistemas reciprocantes de NiTi convencionales


EFICIENCIA DE CORTE MEJORADA

La sección transversal triangular redondeada con bordes afilados y la nueva y optimizada punta de la lima** son una combinación perfecta que mejora la eficiencia de corte hasta el ápice, sin afectar a la dentina.



MENOR ESTRÉS SOBRE LA DENTINA

El exclusivo diseño de R-Motion® y su núcleo de menor tamaño reducen significativamente el estrés sobre la dentina al tratar el conducto radicular.




* Según resultados de laboratorios internos comparados con instrumentos equivalentes de la competencia.

** Patente en trámite.


REFERENCIAS DE LOS PRODUCTOS

INSTRUMENTOS RECIPROCANTE DE PRENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider


 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion Glider C


 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0HT.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HU.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HV.FK

INSTRUMENTOS RECIPROCANTE DE CONFORMACIÓN


R-Motion 20

 20/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0HQ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HR.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HS.FK


R-Motion 25

 25/.06	3× 21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FT.FK


R-Motion 30

 30/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FI.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FO.FK

R-Motion 40





 40/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

 50/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK





PUNTAS DE PAPEL

Caja de 200 puntas de papel

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC





GUTTA PERCHA

Caja de 60 Gutta Percha

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caja de 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™




Jeringa 2 g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caja de 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Jeringa de 1,5 g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion



EMPOWER ENDO

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

